

# Product List

2022 July

## Peripheral

- PTA バルーン ..... 1
- 末梢血管用ステント ..... 6
- 腎動脈用ステント ..... 8
- 胆管ステント ..... 8
- 下大静脈フィルター ..... 9
- 狭窄部貫通用カテーテル ..... 10
- ガイディングカテーテル ..... 11
- ガイドワイヤー ..... 13
- シースイントロデューサー ..... 15
- 造影用カテーテル ..... 16
- インフレーションデバイス ..... 18

## Peripheral/Coronary

- 止血用デバイス ..... 19

## Coronary

- PTCA バルーン ..... 20
- ガイディングカテーテル ..... 21
- ガイドワイヤー ..... 25
- 心内膜心筋用生検鉗子 ..... 26

# PTA バルーン

## ■ SABERX®

- 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル / PTA バルーンカテーテル / 一般型 / 特殊型  
 ■ 保険償還価格 : ¥50,900 ■ クラス分類 IV ■ JMDNコード : 17184014  
 □ 推奨ガイドワイヤー径 : 0.018"

| カタログ番号     | バルーン径 (mm) | バルーン有効長 (mm) | カテーテル有効長 (cm) | RBP (atm) | 適合最小 シースサイズ(F) | シャフト径(F) (Distal/Prox.) | バルーン マーカー |
|------------|------------|--------------|---------------|-----------|----------------|-------------------------|-----------|
| 51002002L  | 2.0        | 20           | 155           | 18        | 4              | 3.9/3.3                 | 2         |
| 51002004L  | 2.0        | 40           | 155           | 18        | 4              |                         | 2         |
| 51002010L  | 2.0        | 100          | 155           | 18        | 4              |                         | 3         |
| 51002015L  | 2.0        | 150          | 155           | 18        | 4              |                         | 3         |
| 51002020L  | 2.0        | 200          | 155           | 18        | 4              |                         | 3         |
| 51002025L  | 2.0        | 250          | 155           | 18        | 4              |                         | 3         |
| 51002030L  | 2.0        | 300          | 155           | 18        | 4              |                         | 3         |
| 51002530L* | 2.5        | 300          | 155           | 18        | 4              |                         | 3         |
| 51003002L  | 3.0        | 20           | 155           | 18        | 4              |                         | 2         |
| 51003004L  | 3.0        | 40           | 155           | 18        | 4              |                         | 2         |
| 51003006L  | 3.0        | 60           | 155           | 18        | 4              |                         | 2         |
| 51003010L  | 3.0        | 100          | 155           | 18        | 4              |                         | 3         |
| 51003015L  | 3.0        | 150          | 155           | 14        | 4              |                         | 3         |
| 51003020L  | 3.0        | 200          | 155           | 14        | 4              |                         | 3         |
| 51003025L  | 3.0        | 250          | 155           | 14        | 4              |                         | 3         |
| 51003030L  | 3.0        | 300          | 155           | 14        | 4              |                         | 3         |
| 51004002L  | 4.0        | 20           | 155           | 18        | 4              |                         | 2         |
| 51004004L  | 4.0        | 40           | 155           | 18        | 4              |                         | 2         |
| 51004006L  | 4.0        | 60           | 155           | 18        | 4              |                         | 2         |
| 51004010L  | 4.0        | 100          | 155           | 18        | 4              |                         | 3         |
| 51004015L  | 4.0        | 150          | 155           | 14        | 4              |                         | 3         |
| 51004020L  | 4.0        | 200          | 155           | 14        | 4              |                         | 3         |
| 51004025L  | 4.0        | 250          | 155           | 14        | 4              |                         | 3         |
| 51004030L  | 4.0        | 300          | 155           | 14        | 4              |                         | 3         |
| 51005002L  | 5.0        | 20           | 155           | 16        | 4              |                         | 2         |
| 51005004L  | 5.0        | 40           | 155           | 16        | 4              |                         | 2         |
| 51005006L  | 5.0        | 60           | 155           | 16        | 4              |                         | 2         |
| 51005010L  | 5.0        | 100          | 155           | 16        | 4              |                         | 3         |
| 51005015L  | 5.0        | 150          | 155           | 14        | 5              |                         | 3         |
| 51006002L  | 6.0        | 20           | 155           | 16        | 4              |                         | 2         |
| 51006004L  | 6.0        | 40           | 155           | 16        | 4              | 2                       |           |
| 51006006L  | 6.0        | 60           | 155           | 16        | 4              | 2                       |           |
| 51006010L  | 6.0        | 100          | 155           | 16        | 5              | 3                       |           |
| 51006015L  | 6.0        | 150          | 155           | 14        | 5              | 3                       |           |
| 51007002L  | 7.0        | 20           | 155           | 14        | 4              | 2                       |           |
| 51007004L  | 7.0        | 40           | 155           | 14        | 4              | 2                       |           |
| 51008002L  | 8.0        | 20           | 155           | 12        | 4              | 2                       |           |
| 51008004L  | 8.0        | 40           | 155           | 12        | 4              | 2                       |           |

承認番号 : 22600BZX00271000 販売名 : SABER PTA カテーテル

\* 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

## ■ SABERX®

- 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル / PTA バルーンカテーテル / 一般型 / 標準型  
 ■ 保険償還価格 : ¥35,300 ■ クラス分類 IV ■ JMDNコード : 17184014  
 □ 推奨ガイドワイヤー径 : 0.018"

| カタログ番号     | バルーン径 (mm) | バルーン有効長 (mm) | カテーテル有効長 (cm) | RBP (atm) | 適合最小 シースサイズ (F) | シャフト径 (F) (Distal/Prox.) | バルーン マーカー |
|------------|------------|--------------|---------------|-----------|-----------------|--------------------------|-----------|
| 51005020L  | 5.0        | 200          | 155           | 14        | 5               | 4.7/4.3                  | 3         |
| 51005025L  | 5.0        | 250          | 155           | 14        | 5               |                          | 3         |
| 51005030L  | 5.0        | 300          | 155           | 14        | 5               |                          | 3         |
| 51006020L  | 6.0        | 200          | 155           | 14        | 5               |                          | 3         |
| 51006025L  | 6.0        | 250          | 155           | 14        | 6               |                          | 3         |
| 51006030L  | 6.0        | 300          | 155           | 14        | 6               |                          | 3         |
| 51007006L* | 7.0        | 60           | 155           | 14        | 5               |                          | 2         |
| 51007008L* | 7.0        | 80           | 155           | 14        | 5               |                          | 2         |
| 51008006L* | 8.0        | 60           | 155           | 12        | 5               |                          | 2         |

承認番号 : 22600BZX00271000 販売名 : SABER PTA カテーテル

\* 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

## ■ SABER®

- 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル / PTA バルーンカテーテル / 一般型 / 特殊型  
 ■ 保険償還価格 : ¥50,900 ■ クラス分類 IV ■ JMDNコード : 17184014  
 □ 推奨ガイドワイヤー径 : 0.018"

| カタログ番号     | バルーン径 (mm) | バルーン有効長 (mm) | カテーテル有効長 (cm) | RBP (atm) | 適合最小 シースサイズ (F) | シャフト径 (F) | バルーン マーカー |
|------------|------------|--------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| 48003004S* | 3.0        | 40           | 90            | 18        | 4               | 3.9       | 2         |
| 48004004S* | 4.0        | 40           | 90            | 18        | 4               |           | 2         |
| 48004010S* | 4.0        | 100          | 90            | 18        | 4               |           | 3         |
| 48005004S* | 5.0        | 40           | 90            | 16        | 4               |           | 2         |
| 48005010S* | 5.0        | 100          | 90            | 16        | 4               |           | 3         |
| 48006004S* | 6.0        | 40           | 90            | 16        | 4               |           | 2         |
| 48006010S* | 6.0        | 100          | 90            | 16        | 5               |           | 3         |
| 48007004S* | 7.0        | 40           | 90            | 14        | 4               |           | 2         |
| 48008004S* | 8.0        | 40           | 90            | 12        | 4               |           | 2         |
| 48003004X* | 3.0        | 40           | 150           | 18        | 4               |           | 2         |
| 48004004X* | 4.0        | 40           | 150           | 18        | 4               |           | 2         |

承認番号 : 22600BZX00271000 販売名 : SABER PTA カテーテル

\* 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

## ■ AVIATOR PLUS® アビエータープラス®

- 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル / PTA バルーンカテーテル / 一般型 / 特殊型  
 ■ 保険償還価格 : ¥50,900 ■ クラス分類 IV ■ JMDNコード : 17184014  
 推奨ガイドワイヤー径 : 0.014"

| カタログ番号     | バルーン径 (mm) | バルーン有効長 (mm) | カテーテル有効長 (cm) | RBP (atm) | 適合最小シースサイズ(F) | 適合最小ガイドングカテーテル (F) | シャフト径 (F) |
|------------|------------|--------------|---------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| 424-4015W  | 4.0        | 15           | 142           | 14        | 4             | 6                  | 3.3       |
| 424-4020W  | 4.0        | 20           | 142           | 14        | 4             |                    |           |
| 424-4030W  | 4.0        | 30           | 142           | 14        | 4             |                    |           |
| 424-4040W  | 4.0        | 40           | 142           | 14        | 4             |                    |           |
| 424-4515W  | 4.5        | 15           | 142           | 14        | 4             |                    |           |
| 424-4520W  | 4.5        | 20           | 142           | 14        | 4             |                    |           |
| 424-4530W  | 4.5        | 30           | 142           | 14        | 4             |                    |           |
| 424-5015W  | 5.0        | 15           | 142           | 14        | 4             |                    |           |
| 424-5020W  | 5.0        | 20           | 142           | 14        | 4             |                    |           |
| 424-5030W  | 5.0        | 30           | 142           | 14        | 4             |                    |           |
| 424-5040W  | 5.0        | 40           | 142           | 14        | 4             |                    |           |
| 424-5515W  | 5.5        | 15           | 142           | 14        | 4             |                    |           |
| 424-5520W  | 5.5        | 20           | 142           | 14        | 4             |                    |           |
| 424-5530W* | 5.5        | 30           | 142           | 14        | 4             |                    |           |
| 424-6015W  | 6.0        | 15           | 142           | 14        | 4             |                    |           |
| 424-6020W  | 6.0        | 20           | 142           | 14        | 4             |                    |           |
| 424-6030W* | 6.0        | 30           | 142           | 14        | 4             |                    |           |
| 424-6040W  | 6.0        | 40           | 142           | 14        | 4             |                    |           |
| 424-7015W* | 7.0        | 15           | 142           | 12        | 5             |                    |           |
| 424-7020W* | 7.0        | 20           | 142           | 12        | 5             |                    |           |
| 424-7040W* | 7.0        | 40           | 142           | 12        | 5             |                    |           |

承認番号 : 22000BZX01059000 販売名 : アビエータープラス

\* 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

## ■ SLEEK® RX スリーク® RX

- 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル / PTA バルーンカテーテル / 一般型 / 特殊型  
 ■ 保険償還価格 : ¥50,900 ■ クラス分類 IV ■ JMDNコード : 17184014  
 推奨ガイドワイヤー径 : 0.014"

| カタログ番号     | バルーン径 (mm) | バルーン有効長 (mm) | カテーテル有効長 (cm) | RBP (atm) | 適合最小シースサイズ(F) | シャフト径(F) (Distal/Prox.) |
|------------|------------|--------------|---------------|-----------|---------------|-------------------------|
| 425-2004X* | 2.0        | 40           | 150           | 16        | 4             | 3.6/2.1                 |
| 425-3004X* | 3.0        | 40           | 150           | 16        |               | 3.6/2.1                 |
| 425-3504X* | 3.5        | 40           | 150           | 16        |               | 3.9/2.1                 |
| 425-4004X* | 4.0        | 40           | 150           | 16        |               | 3.9/2.1                 |
| 425-2012X* | 2.0        | 120          | 150           | 15        |               | 3.6/2.1                 |
| 425-2022X* | 2.0        | 220          | 155           | 15        |               | 3.6/2.1                 |
| 425-2522X* | 2.5        | 220          | 155           | 15        |               | 3.6/2.1                 |
| 425-3022X* | 3.0        | 220          | 155           | 15        |               | 3.6/2.1                 |
| 425-4022X* | 4.0        | 220          | 155           | 15        |               | 3.9/2.1                 |

承認番号 : 22200BZX00732000 販売名 : Sleek PTA カテーテル

\* 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

## ■ SLALOM<sup>®</sup> THRILL スラローム スリル

- 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル / PTA バルーンカテーテル / 一般型 / 特殊型  
 ■ 保険償還価格 : ¥50,900 ■ クラス分類 IV ■ JMDNコード : 17184014  
 推奨ガイドワイヤー径 : 0.018"

| カタログ番号    | バルーン径 (mm) | バルーン有効長 (mm) | カテーテル有効長 (cm) | RBP (atm) | 適合最小 シースサイズ(F) | シャフト径 (F) |
|-----------|------------|--------------|---------------|-----------|----------------|-----------|
| 439-3020T | 3.0        | 20           | 40            | 20        | 4              | 3.7       |
| 439-3040T | 3.0        | 40           | 40            | 20        | 4              | 3.7       |
| 439-4020T | 4.0        | 20           | 40            | 18        | 4              | 3.7       |
| 439-4040T | 4.0        | 40           | 40            | 18        | 4              | 3.7       |
| 439-5020T | 5.0        | 20           | 40            | 16        | 4              | 3.7       |
| 439-5040T | 5.0        | 40           | 40            | 16        | 4              | 3.7       |
| 439-6020T | 6.0        | 20           | 40            | 14        | 5              | 4.0       |
| 439-6040T | 6.0        | 40           | 40            | 14        | 5              | 4.0       |
| 439-3040S | 3.0        | 40           | 80            | 20        | 4              | 3.7       |
| 439-4040S | 4.0        | 40           | 80            | 18        | 4              | 3.7       |
| 439-5040S | 5.0        | 40           | 80            | 16        | 4              | 3.7       |
| 439-6040S | 6.0        | 40           | 80            | 14        | 5              | 4.0       |

承認番号 : 21300BZY00203000 販売名 : スラローム

## ■ POWERFLEX<sup>®</sup> P3 パワーフレックス P3

- 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル / PTA バルーンカテーテル / 一般型 / 標準型  
 ■ 保険償還価格 : ¥35,300 ■ クラス分類 IV ■ JMDNコード : 17184014  
 推奨ガイドワイヤー径 : 0.035"

| カタログ番号     | バルーン径 (mm) | バルーン有効長 (mm) | カテーテル有効長 (cm) | RBP (atm) | 適合最小 シースサイズ(F) | シャフト径 (F) |
|------------|------------|--------------|---------------|-----------|----------------|-----------|
| 420-4020T* | 4.0        | 20           | 40            | 15        | 5              | 5         |
| 420-4040T* | 4.0        | 40           | 40            | 15        | 5              |           |
| 420-5020T* | 5.0        | 20           | 40            | 15        | 5              |           |
| 420-5040T* | 5.0        | 40           | 40            | 15        | 5              |           |
| 420-6020T* | 6.0        | 20           | 40            | 15        | 5              |           |
| 420-6040T* | 6.0        | 40           | 40            | 15        | 5              |           |

承認番号 : 21300BZY00256000 販売名 : 拡張用PTAカテーテル

\* 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

## ■ MAXI LD<sup>®</sup> マキシ LD<sup>®</sup>

- 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル / PTA バルーンカテーテル / 一般型 / 標準型  
 ■ 保険償還価格 : ¥35,300 ■ クラス分類 IV ■ JMDNコード : 17184014  
 推奨ガイドワイヤー径 : 0.035"

| カタログ番号     | バルーン径 (mm) | バルーン有効長 (mm) | カテーテル有効長 (cm) | RBP (atm) | 適合最小 シースサイズ(F) | シャフト径 (F) |
|------------|------------|--------------|---------------|-----------|----------------|-----------|
| 416-1540L* | 15.0       | 40           | 110           | 6         | 9              | 7         |
| 416-2040L* | 20.0       | 40           | 110           | 6         | 11             |           |
| 416-2540L* | 25.0       | 40           | 110           | 5         | 12             |           |

承認番号 : 21600BZY00166000 販売名 : マキシ-LD 拡張用バルーンカテーテル

\* 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

## ■ POWERFLEX® PRO

## パワーフレックス プロ

■ 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル / PTAバルーンカテーテル / 一般型 / 標準型

■ 保険償還価格 : ¥35,300

■ クラス分類 IV

■ JMDNコード : 17184014

□ 推奨ガイドワイヤー径 : 0.035"

| カタログ番号     | バルーン径<br>(mm) | バルーン有効長<br>(mm) | カテーテル有効長<br>(cm) | RBP<br>(atm) | 適合最小<br>シースサイズ(F) | シャフト径<br>(F) |
|------------|---------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 440-0402S  | 4.0           | 20              | 80               | 18           | 5                 | 5            |
| 440-0404S  | 4.0           | 40              | 80               | 18           | 5                 |              |
| 440-0410S  | 4.0           | 100             | 80               | 18           | 5                 |              |
| 440-0502S  | 5.0           | 20              | 80               | 15           | 5                 |              |
| 440-0504S  | 5.0           | 40              | 80               | 15           | 5                 |              |
| 440-0510S  | 5.0           | 100             | 80               | 15           | 5                 |              |
| 440-0602S  | 6.0           | 20              | 80               | 15           | 5                 |              |
| 440-0604S  | 6.0           | 40              | 80               | 15           | 5                 |              |
| 440-0610S  | 6.0           | 100             | 80               | 15           | 5                 |              |
| 440-0702S  | 7.0           | 20              | 80               | 15           | 5                 |              |
| 440-0704S  | 7.0           | 40              | 80               | 15           | 5                 |              |
| 440-0802S  | 8.0           | 20              | 80               | 12           | 5                 |              |
| 440-0804S  | 8.0           | 40              | 80               | 12           | 5                 |              |
| 440-0902S  | 9.0           | 20              | 80               | 12           | 6                 |              |
| 440-0904S  | 9.0           | 40              | 80               | 12           | 6                 |              |
| 440-1002S  | 10.0          | 20              | 80               | 12           | 6                 |              |
| 440-1004S  | 10.0          | 40              | 80               | 12           | 6                 |              |
| 440-1202S  | 12.0          | 20              | 80               | 8            | 7                 |              |
| 440-1204S  | 12.0          | 40              | 80               | 8            | 7                 |              |
| 440-0404X  | 4.0           | 40              | 135              | 18           | 5                 |              |
| 440-0504X  | 5.0           | 40              | 135              | 15           | 5                 |              |
| 440-0604X  | 6.0           | 40              | 135              | 15           | 5                 |              |
| 440-0704X  | 7.0           | 40              | 135              | 15           | 5                 |              |
| 440-0804X  | 8.0           | 40              | 135              | 12           | 5                 |              |
| 440-0904X* | 9.0           | 40              | 135              | 12           | 6                 |              |
| 440-1004X* | 10.0          | 40              | 135              | 12           | 6                 |              |

承認番号 : 22400BZX00501000 販売名 : パワーフレックス プロ

\* 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

# 末梢血管用ステント

## ■ S.M.A.R.T.® CONTROL® 腸骨・浅大腿動脈用スマートステント

- 特定保険医療材料請求区分：血管内手術用カテーテル／末梢血管用ステントセット／一般型  
 ■ 保険償還価格：¥171,000 (2022年4月1日～12月31日) ■ クラス分類 IV ■ JMDNコード：36035003/44279000  
 ¥166,000 (2023年1月1日～3月31日)  
 ¥160,000 (2023年4月1日～)

| カタログ番号   | ステントサイズ (mm) |             | デリバリーシステム       |                 |                               |
|----------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|          | 径            | 長さ<br>(拡張後) | シャフト有効長<br>(cm) | シャフト最大外径<br>(F) | 適合最大<br>( )<br>ガイドワイヤー (inch) |
| C06040SL | 6.0          | 40          | 80              | 6               | 0.035                         |
| C06060SL | 6.0          | 60          |                 |                 |                               |
| C06080SL | 6.0          | 80          |                 |                 |                               |
| C06100SL | 6.0          | 100         |                 |                 |                               |
| C07040SL | 7.0          | 40          |                 |                 |                               |
| C07060SL | 7.0          | 60          |                 |                 |                               |
| C07080SL | 7.0          | 80          |                 |                 |                               |
| C07100SL | 7.0          | 100         |                 |                 |                               |
| C08030SL | 8.0          | 30          |                 |                 |                               |
| C08040SL | 8.0          | 40          |                 |                 |                               |
| C08060SL | 8.0          | 60          |                 |                 |                               |
| C08080SL | 8.0          | 80          |                 |                 |                               |
| C08100SL | 8.0          | 100         |                 |                 |                               |
| C06040ML | 6.0          | 40          |                 |                 |                               |
| C06060ML | 6.0          | 60          |                 |                 |                               |
| C06080ML | 6.0          | 80          |                 |                 |                               |
| C06100ML | 6.0          | 100         |                 |                 |                               |
| C07040ML | 7.0          | 40          |                 |                 |                               |
| C07060ML | 7.0          | 60          |                 |                 |                               |
| C07080ML | 7.0          | 80          |                 |                 |                               |
| C07100ML | 7.0          | 100         |                 |                 |                               |
| C08040ML | 8.0          | 40          |                 |                 |                               |
| C08060ML | 8.0          | 60          |                 |                 |                               |
| C08080ML | 8.0          | 80          |                 |                 |                               |
| C08100ML | 8.0          | 100         |                 |                 |                               |

承認番号：22500BZX00194000 販売名：SMART CONTROL ステント

## ■ S.M.A.R.T.® Long 浅大腿動脈用スマートステント

- 特定保険医療材料請求区分：血管内手術用カテーテル／末梢血管用ステントセット／一般型  
 ■ 保険償還価格：¥171,000 (2022年4月1日～12月31日) ■ クラス分類 III ■ JMDNコード：36035003  
 ¥166,000 (2023年1月1日～3月31日)  
 ¥160,000 (2023年4月1日～)

| カタログ番号   | ステントサイズ (mm) |             | デリバリーシステム       |                 |                               |
|----------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
|          | 径            | 長さ<br>(拡張後) | シャフト有効長<br>(cm) | シャフト最大外径<br>(F) | 適合最大<br>( )<br>ガイドワイヤー (inch) |
| C06120SV | 6.0          | 120         | 80              | 6               | 0.035                         |
| C06150SV | 6.0          | 150         |                 |                 |                               |
| C07120SV | 7.0          | 120         |                 |                 |                               |
| C07150SV | 7.0          | 150         |                 |                 |                               |
| C08120SV | 8.0          | 120         |                 |                 |                               |
| C08150SV | 8.0          | 150         |                 |                 |                               |
| C06120ML | 6.0          | 120         | 120             | 6               | 0.035                         |
| C06150ML | 6.0          | 150         |                 |                 |                               |
| C07120ML | 7.0          | 120         |                 |                 |                               |
| C07150ML | 7.0          | 150         |                 |                 |                               |
| C08120ML | 8.0          | 120         |                 |                 |                               |
| C08150ML | 8.0          | 150         |                 |                 |                               |

承認番号：22500BZX00195000 販売名：SMART ステント



## ■ S.M.A.R.T.® CONTROL® 腸骨動脈用スマートステント

- 特定保険医療材料請求区分：血管内手術用カテーテル／末梢血管用ステントセット／一般型
- 保険償還価格：¥171,000 (2022年4月1日～12月31日)      ■ クラス分類 IV      ■ JMDNコード：44279000
- ¥166,000 (2023年1月1日～3月31日)
- ¥160,000 (2023年4月1日～)

| カタログ番号    | ステントサイズ (mm) |             | デリバリーシステム       |                 |                        |
|-----------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------|
|           | 径            | 長さ<br>(拡張後) | シャフト有効長<br>(cm) | シャフト最大外径<br>(F) | 適合最大<br>ガイドワイヤー (inch) |
| C09040SL  | 9.0          | 40          | 80              | 6               | 0.035                  |
| C09060SL  | 9.0          | 60          | 80              |                 |                        |
| C10030SL  | 10.0         | 30          | 80              |                 |                        |
| C10040SL  | 10.0         | 40          | 80              |                 |                        |
| C10060SL  | 10.0         | 60          | 80              |                 |                        |
| C12040SV* | 12.0         | 40          | 80              | 7               |                        |
| C12060SV* | 12.0         | 60          | 80              |                 |                        |
| C14040SV* | 14.0         | 40          | 80              |                 |                        |
| C14060SV* | 14.0         | 60          | 80              |                 |                        |
| C10040ML  | 10.0         | 40          | 120             | 6               |                        |
| C10060ML  | 10.0         | 60          | 120             |                 |                        |

承認番号：21700BZY00247000 販売名：腸骨動脈用スマートステント

\* 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

# 腎動脈用ステント

## ■ PALMAZ GENESIS® 腎動脈用パルマッツ ジェネシス®

■ 特定保険医療材料請求区分：血管内手術用カテーテル／末梢血管用ステントセット／一般型

■ 保険償還価格：¥171,000 (2022年4月1日～12月31日)

■ クラス分類 III

■ JMDNコード：36035003

¥166,000 (2023年1月1日～3月31日)

¥160,000 (2023年4月1日～)

| カタログ番号     | ステントサイズ (mm) |     |     | シャフト   |          |
|------------|--------------|-----|-----|--------|----------|
|            | 径            | 長さ  |     | 外径 (F) | 有効長 (cm) |
|            |              | 拡張前 | 拡張後 |        |          |
| PG1250PMW* | 5.0          | 12  | 11  | 3.3    | 142      |
| PG1260PMW* | 6.0          | 12  | 10  | 3.3    | 142      |
| PG1540PMW* | 4.0          | 15  | 14  | 3.3    | 142      |
| PG1550PMW  | 5.0          | 15  | 14  | 3.3    | 142      |
| PG1560PMW  | 6.0          | 15  | 13  | 3.3    | 142      |
| PG1840PMW* | 4.0          | 18  | 17  | 3.3    | 142      |
| PG1850PMW  | 5.0          | 18  | 17  | 3.3    | 142      |
| PG1860PMW  | 6.0          | 18  | 16  | 3.3    | 142      |

承認番号：22100BZX00458000 販売名：腎動脈用パルマッツ ジェネシス

\* 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

# 胆管ステント

## ■ PALMAZ® XL パルマッツ® XL ステント

■ 特定保険医療材料請求区分：胆道ステントセット／一般型／永久留置型／ステント／ロング

■ 保険償還価格：¥93,600

■ クラス分類 III

■ JMDNコード：17672000

| カタログ番号 | ステントサイズ (mm) |    |      |    |
|--------|--------------|----|------|----|
|        | 拡張前          |    | 拡張後  |    |
|        | 内径           | 長さ | 推奨内径 | 長さ |
| P4010* | 4.0          | 40 | 10   | 39 |

承認番号：21600BZY00089000 販売名：パルマッツ XL ステント

\* 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

※パルマッツ XLステントはアンマウントの状態でお届け致します(1個/箱)。

# 下大静脈フィルター

## ■ OPTEASE<sup>®</sup> オプトイーズ<sup>®</sup>

- 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル/下大静脈留置フィルターセット/標準型  
■ 保険償還価格 : ¥156,000 ■ クラス分類 IV ■ JMDNコード : 70327000

| カタログ番号     | 製品名                              |
|------------|----------------------------------|
| 466-F220AJ | オプトイーズ <sup>®</sup> (頸静脈アプローチ用)  |
| 466-F220AF | オプトイーズ <sup>®</sup> (大腿静脈アプローチ用) |

承認番号 : 21900BZY00083000 販売名 : コーディス オプトイーズ

### 【コンポーネントに含まれるキット内容】

- ・フィルター本体(チューブに格納)
- ・6F ブライトチップ<sup>®</sup>シースイントロデューサー (有効長 : 55cm)
- ・6F ダイレーター
- ・6F オブチュレーター (ブッシャー)

# 狭窄部貫通用カテーテル

## OUTBACK<sup>®</sup> ELITE リエントリー カテーテル

■ 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル/下肢動脈狭窄部貫通用カテーテル

■ 保険償還価格 : ¥179,000

■ クラス分類 IV

■ JMDNコード : 46916000

□ 推奨ガイドワイヤー径 : 0.014"

| カタログ番号    | カテーテル有効長 (cm) | 適合シースサイズ (F) |
|-----------|---------------|--------------|
| OTB59120A | 120           | 6            |

承認番号 : 22700BZX00008000 販売名 : アウトバックリエントリーカテーテル

## ELITECROSS<sup>®</sup> エリートクロス<sup>®</sup> サポートカテーテル

■ 特定保険医療材料請求区分 : 血管内手術用カテーテル/狭窄部貫通用カテーテル

■ 保険償還価格 : ¥43,200

■ クラス分類 IV

■ JMDNコード : 46916000

□ 推奨ガイドワイヤー径 : 0.038"

| カタログ番号    | カテーテル有効長 (cm) | シャフト外径 (F) (Distal/Prox.) | 適合最小シースサイズ (F) | 先端形状     |
|-----------|---------------|---------------------------|----------------|----------|
| MGC39090X | 76            | 4.5 / 5.0                 | 5              | Straight |
| MGC39090A | 76            |                           |                | Angled   |
| MGC39140X | 126           |                           |                | Straight |
| MGC39140A | 126           |                           |                | Angled   |

承認番号 : 22700BZX00274000 販売名 : エリートクロスサポートカテーテル

# ガイドングカテーテル

## ■ BRITE TIP® ブライトチップ®

■ 特定保険医療材料請求区分 : ガイドングカテーテル/その他血管用

■ 保険償還価格 : ¥18,700

■ クラス分類 IV

■ JMDNコード : 17846104

| カタログ番号                 |                        |                        | 有効長<br>(cm) | 全長<br>(cm) | 先端形状    |   |
|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------|---------|---|
| 外径<br>7F/ 内径<br>0.078" | 外径<br>8F/ 内径<br>0.088" | 外径<br>9F/ 内径<br>0.098" |             |            |         |   |
| —————                  | 588-841P*              | —————                  | 55          | 62         | H-Stick |    |
| 778-270-90             | 588-842P               | 598-942P*              | 90          | 97         | MPA I   |    |
| 778-280-90             | 588-844P               | 598-944P*              | 90          | 97         | STR     |    |
| —————                  | 588-845P*              | —————                  | 55          | 62         | RDC I   |    |
| —————                  | 588-846P*              | —————                  | 55          | 62         | RDC     |   |
| 778-216-90             | —————                  | —————                  | 90          | 97         | VTBL    |  |
| —————                  | 588-8202*              | —————                  | 95          | 102        | H1      |  |
| —————                  | 588-8207*              | —————                  | 95          | 102        | MPD     |  |

承認番号 : 20900BZY00298000 販売名 : コーディスブライトチップガイドングカテーテル

\* 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。












## ■ BRITE TIP® ブライトチップ® 6F Extra Large Lumen

■ 特定保険医療材料請求区分 : ガイディングカテーテル/その他血管用

■ 保険償還価格 : ¥18,700

■ クラス分類 IV

■ JMDNコード : 17846104

| カタログ番号                 | 有効長<br>(cm) | 全長<br>(cm) | 先端形状    |   |
|------------------------|-------------|------------|---------|---|
| 外径<br>6F/ 内径<br>0.070" |             |            |         |   |
| 670-082-55             | 55          | 62         | JR4     |    |
| 670-190-55             | 55          | 62         | IM      |    |
| 670-270-90             | 90          | 97         | MPA I   |    |
| 670-278-55             | 55          | 62         | H-Stick |    |
| 670-280-55             | 55          | 62         | STR     |    |
| 670-280-90             | 90          | 97         | STR     |    |
| 670-210-55             | 55          | 62         | RDC I   |   |
| 670-212-55*            | 55          | 62         | RDC     |  |
| 670-214-55*            | 55          | 62         | J-Curve |  |
| SM7472                 | 120         | 127        | MPA I   |  |
| SM7504                 | 110         | 117        | JR4     |  |

承認番号 : 21200BZY00636000 販売名 : ブライトチップガイディングカテーテル

\* 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。


## ■ BRITE TIP® ブライトチップ®

■ 特定保険医療材料請求区分 : ガイディングカテーテル/その他血管用

■ 保険償還価格 : ¥18,700

■ クラス分類 IV

■ JMDNコード : 17846104

| カタログ番号                | 有効長<br>(cm) | 全長<br>(cm) | 先端形状 |   |
|-----------------------|-------------|------------|------|---|
| 外径10F/<br>内径<br>0.11" |             |            |      |   |
| 511-040P              | 80          | 87         | STR  |  |

承認番号 : 21200BZY00636000 販売名 : ブライトチップガイディングカテーテル

# ガイドワイヤー

## ■ VASSALLO® GT バサロ

■ 特定保険医療材料請求区分 : 血管造影用ガイドワイヤー／微細血管用

■ 保険償還価格 : ¥13,100

■ クラス分類 IV

■ JMDNコード : 35094114

| カタログ番号     | JANコード        | 外径<br>(inch) | 全長<br>(cm) | コイル長<br>(cm) | X線不透過長<br>(cm) | 先端タイプ     |
|------------|---------------|--------------|------------|--------------|----------------|-----------|
| VGW1423NS1 | 4562102690030 | 0.014        | 235        | 3            | 3              | Soft (1g) |
| VGW1430NS1 | 4562102690047 |              | 300        |              |                |           |
| VGW1423NS3 | 4562102690016 |              | 235        |              |                | Soft (3g) |
| VGW1430NS3 | 4562102690023 |              | 300        |              |                |           |

承認番号 : 23000BZX00134000 販売名 : HB-IVR ガイドワイヤ II 製造販売元 : フィルメック株式会社

| カタログ番号     | JANコード        | 外径<br>(inch) | 全長<br>(cm) | コイル長<br>(cm) | X線不透過長<br>(cm) | 先端タイプ   |
|------------|---------------|--------------|------------|--------------|----------------|---------|
| VGW1423FL0 | 4562102681007 | 0.014        | 235        | 12           | 3              | Floppy  |
| VGW1430FL0 | 4562102681014 |              | 300        | 12           | 3              | Floppy  |
| VGW1419SP0 | 4562102681021 |              | 190        | 4            | 4              | Support |
| VGW1430SP0 | 4562102681038 |              | 300        | 4            | 4              | Support |
| VGW1419G14 | 4562102681052 |              | 190        | 12           | 12             | G14     |
| VGW1419G40 | 4562102681045 |              | 190        | 8            | 8              | G40     |
| VGT1823FL0 | 4562102681069 | 0.018        | 235        | 3            | 3              | Floppy  |
| VGT1830FL0 | 4562102681076 |              | 300        | 3            | 3              | Floppy  |
| VGT1819G12 | 4562102681083 |              | 190        | 12           | 12             | G12     |
| VGT1819G30 | 4562102681090 |              | 190        | 10           | 10             | G30     |

承認番号 : 21300BZZ00438000 販売名 : HB-IVR ガイドワイヤー 製造販売元 : フィルメック株式会社

| カタログ番号     | JANコード        | 外径<br>(inch) | 全長<br>(cm) | コイル長<br>(cm) | X線不透過長<br>(cm) | 先端タイプ |
|------------|---------------|--------------|------------|--------------|----------------|-------|
| VGW1416EXT | 4562102670018 | 0.014        | 165        | -            | -              | -     |

承認番号 : 23000BZX00054000 販売名 : エクステンションワイヤ 製造販売元 : フィルメック株式会社

※「VASSALLO®」は、フィルメック株式会社の日本国及びその他の国における商標又は登録商標です。

## ■ SV wire svワイヤー

■ 特定保険医療材料請求区分：血管造影用ガイドワイヤー／微細血管用

■ 保険償還価格：¥13,100

■ クラス分類 IV

■ JMDNコード：35094114

| カタログ番号   | 外径<br>(inch) | 全長<br>(cm) | コイル長<br>(cm) | 先端テーパ長<br>(cm) | 先端形状     |
|----------|--------------|------------|--------------|----------------|----------|
| 503-558  | 0.018        | 180        | 4            | 5              | Straight |
| 503-558X | 0.018        | 300        | 4            | 5              | Straight |

承認番号：21100BZY00355000 販売名：SVワイヤー

## ■ AQUA V-III<sup>®</sup> アクア<sup>®</sup> ブイスリー

■ 特定保険医療材料請求区分：血管造影用ガイドワイヤー／微細血管用

■ 保険償還価格：¥13,100

■ クラス分類 IV

■ JMDNコード：35094114

| カタログ番号  | 外径(inch)<br>Distal/Prox. | 全長<br>(cm) | 先端形状     | 先端タイプ           |
|---------|--------------------------|------------|----------|-----------------|
| HS8614H | 0.016 / 0.018            | 145        | Straight | Soft Floppy     |
| HS8616H | 0.016 / 0.018            | 160        | Straight | Soft Floppy     |
| HS8618H | 0.016 / 0.018            | 180        | Straight | Soft Floppy     |
| HS6414H | 0.014 / 0.016            | 145        | Straight | Standard Floppy |
| HS6416H | 0.014 / 0.016            | 160        | Straight | Standard Floppy |
| HS6418H | 0.014 / 0.016            | 180        | Straight | Standard Floppy |

承認番号：21300BZZ00438000 販売名：HB-IVRガイドワイヤー

製造販売元：フィルメック株式会社



# シースイントロデューサー

## ■ BRITE TIP® SHEATH ブライトチップ® シース

■ 特定保険医療材料請求区分 : 血管造影用シースイントロデューサーセット/蛇行血管用

■ 保険償還価格 : ¥2,760

■ クラス分類 IV

■ JMDNコード : 10598000

| カタログ番号    | フレンチサイズ<br>(F) | シース長<br>(cm) |
|-----------|----------------|--------------|
| SRA-0116  | 4              | 4.5          |
| 401-411M  | 4              | 11           |
| SRA-0117  | 5              | 4.5          |
| 401-511M  | 5              | 11           |
| 401-523M  | 5              | 23           |
| 401-535M* | 5              | 35           |
| 401-545M* | 5              | 45           |
| 401-555M* | 5              | 55           |
| SRA-0115  | 6              | 4.5          |
| 401-605M  | 6              | 5.5          |
| 401-611M  | 6              | 11           |
| 401-623M  | 6              | 23           |
| 401-635M  | 6              | 35           |
| 401-645M  | 6              | 45           |
| 401-655M  | 6              | 55           |
| SRA-0217  | 6              | 70           |
| 401-690M  | 6              | 90           |
| 401-705M  | 7              | 5.5          |
| 401-711M  | 7              | 11           |
| 401-723M  | 7              | 23           |
| 401-735M  | 7              | 35           |
| 401-745M  | 7              | 45           |
| 401-755M  | 7              | 55           |
| 401-790M  | 7              | 90           |
| 401-805M* | 8              | 5.5          |
| 401-811M  | 8              | 11           |
| 401-823M  | 8              | 23           |
| 401-835M  | 8              | 35           |
| 401-845M* | 8              | 45           |
| 401-855M  | 8              | 55           |
| 401-911M  | 9              | 11           |
| 401-923M  | 9              | 23           |
| 401-935M* | 9              | 35           |
| 401-011M  | 10             | 11           |
| 401-023M  | 10             | 23           |
| 401-111M* | 11             | 11           |
| 401-123M* | 11             | 23           |

承認番号 : 21200BZY00296000 販売名 : コーディスブライトチップシースイントロデューサー

\* 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

# 造影用カテーテル

## ■ TEMPO<sup>®</sup> 4・TEMPO<sup>®</sup> 5 テンポ4・テンポ5

















■ 特定保険医療材料請求区分：血管造影用カテーテル／一般用

■ 保険償還価格：¥1,790 / 1本

□ 推奨ガイドワイヤー径：0.038"

■ クラス分類 IV

■ JMDNコード：10688104

| (外径/内径)<br>4F / 0.042" | (外径/内径)<br>5F / 0.048" | 有効長<br>(cm) | 先端形状        |   | side holes |
|------------------------|------------------------|-------------|-------------|---|------------|
| カタログ番号                 | カタログ番号                 |             |             |   |            |
| 451-413H0              | —                      | 100         | BERN        |    | 0          |
| 451-414H0              | 451-514H0              | 100         | VER         |    | 0          |
| —                      | —                      | 100         | JB1         |    | 0          |
| 451-424H0              | 451-524H0**            | 100         | JB2         |    | 0          |
| —                      | 451-530H0              | 100         | SIM1        |    | 0          |
| 451-431H0              | —                      | 100         | SIM2        |    | 0          |
| 451-432H0              | —                      | 100         | SIM3        |  | 0          |
| 451-435H0              | —                      | 100         | H1          |  | 0          |
| 451-442V0              | —                      | 65          | C1          |  | 0          |
| 451-443V0              | 451-543V0              | 65          | C2          |  | 0          |
| 451-443H0              | 451-543H0              | 100         | C2          |  | 0          |
| 451-446S0              | 451-546S0              | 80          | RDC (Small) |  | 0          |
| 451-447S0              | 451-547S0              | 80          | RDC         |  | 0          |
| 451-449V0              | 451-549V0              | 65          | SHK0.8      |  | 0          |
| 451-450V0              | 451-550V0              | 65          | SHK1.0      |  | 0          |
| 451-456V0              | 451-556V0              | 65          | J2          |  | 0          |

承認番号：21000BZY00228000 販売名：コーディス血管造影用カテーテル

備考：5本入／箱

\*\* 印の製品は在庫終了次第、販売終了となります。

## ■ TEMPO<sup>®</sup> 4 ・ TEMPO<sup>®</sup> 5 テンポ 4 ・ テンポ 5

■ 特定保険医療材料請求区分 : 血管造影用カテーテル / 一般用

■ 保険償還価格 : ¥1,790 / 1本

■ クラス分類 IV

■ JMDNコード : 10688104

□ 推奨ガイドワイヤー径 : 0.038"

| (外径/内径)<br>4F / 0.042" | (外径/内径)<br>5F / 0.048" | 有効長<br>(cm) | 先端形状 | side holes |
|------------------------|------------------------|-------------|------|------------|
| カタログ番号                 | カタログ番号                 |             |      |            |
| 451-457V0              | 451-557V0              | 65          | J3   | 0          |
| SRD-5497 <sup>†</sup>  | —                      | 80          | RH   | 0          |
| SRD-5821               | —                      | 65          | VER  | 0          |
| SRD5627                | —                      | 125         | VER  | 0          |
| SRD5498                | —                      | 65          | STR  | 0          |
| SRD-6012               | SRD-6013               | 125         | JB2  | 0          |
| SRD6885                | —                      | 40          | STR  | 0          |
| SRD6886                | —                      | 40          | JR4  | 0          |
| SRD6887                | —                      | 40          | BER2 | 0          |

承認番号 : 21000BZY00228000 販売名 : コーディス 血管造影用カテーテル

備考 : 5本入 / 箱

<sup>†</sup> SRD-5497のみ3本入 / 箱となります。

□ 推奨ガイドワイヤー径 : 0.035"

| (外径/内径)<br>4F / 0.042" | (外径/内径)<br>5F / 0.048" | 有効長<br>(cm) | 先端形状 | side holes |
|------------------------|------------------------|-------------|------|------------|
| カタログ番号                 | カタログ番号                 |             |      |            |
| 451-401V5              | —                      | 65          | STR  | 5          |
| 451-401F5              | —                      | 90          | STR  | 5          |
| 451-401H5              | —                      | 100         | STR  | 5          |
| 451-401L5              | —                      | 110         | STR  | 5          |
| 451-403V5              | —                      | 65          | PIG  | 5          |
| 451-403F5              | —                      | 90          | PIG  | 5          |
| 451-403L5              | 451-503L5              | 110         | PIG  | 5          |
| 451-404V5              | 451-504V5              | 65          | UNIV | 5          |
| 451-404F5              | —                      | 90          | UNIV | 5          |

承認番号 : 21000BZY00228000 販売名 : コーディス 血管造影用カテーテル

備考 : 5本入 / 箱



# インフレーションデバイス

## ■ インデフレーター

■ 希望販売価格(税別) : ¥5,800

■ クラス分類 I

■ 保険償還対象外

| カタログ番号 | 製品名          | 内容      |
|--------|--------------|---------|
| 622510 | インフレーションデバイス | 本体、三方活栓 |

届出番号 : 13B1X00218551001 販売名 : インフレーションデバイス 製造販  
売元 : ビー・ブラウンエースクラブ株式会社

## 止血用デバイス

### ■ EXOSEAL<sup>®</sup> エクソシール<sup>®</sup>

■ 特定保険医療材料請求区分：経皮的血管形成術用穿刺部止血材料  
■ 保険償還価格：¥28,400

■ クラス分類 IV

■ JMDNコード：35895100

| カタログ番号   | 適合シースサイズ<br>(F) |
|----------|-----------------|
| EX500CE* | 5               |
| EX600CE  | 6               |
| EX700CE  | 7               |

承認番号：22400BZX00050000 販売名：エクソシール

\* 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

# PTCA バルーン

## ■ NEON<sup>®</sup> Pro

- 特定保険医療材料請求区分 : 心臓手術用カテーテル/経皮的冠動脈形成術用カテーテル/一般型  
 ■ 保険償還価格 : ¥32,000 ■ クラス分類 IV ■ JMDNコード : 17184024

| 製品番号          | バルーン径 (mm) | バルーン長 (mm) | シャフト径(F) (Distal/Prox.) | ノミナル圧 (atm) | RBP (atm) |
|---------------|------------|------------|-------------------------|-------------|-----------|
| NEON-P10006** | 1.00       | 6          | 2.3/1.8                 | 6           | 14        |
| NEON-P15010** | 1.50       | 10         | 2.3/1.8                 |             |           |
| NEON-P15015** | 1.50       | 15         | 2.3/1.8                 |             |           |
| NEON-P20015   | 2.00       | 15         | 2.3/1.8                 |             |           |
| NEON-P22515** | 2.25       | 15         | 2.3/1.8                 |             |           |
| NEON-P25015   | 2.50       | 15         | 2.3/1.8                 |             |           |
| NEON-P27515** | 2.75       | 15         | 2.3/1.8                 |             |           |
| NEON-P30015** | 3.00       | 15         | 2.5/2.0                 |             |           |

承認番号 : 22600BZX00031A01 販売名 : NEON Pro PTCA バルーンカテーテル

製造販売元 : 株式会社カネカ

\*\*印の製品は在庫終了次第、販売終了となります。

## ■ NEON<sup>®</sup> NC Pro

- 特定保険医療材料請求区分 : 心臓手術用カテーテル/経皮的冠動脈形成術用カテーテル/一般型  
 ■ 保険償還価格 : ¥32,000 ■ クラス分類 IV ■ JMDNコード : 17184024

| 製品番号           | バルーン径 (mm) | バルーン長 (mm) | シャフト径(F) (Distal/Prox.) | ノミナル圧 (atm) | RBP (atm) |
|----------------|------------|------------|-------------------------|-------------|-----------|
| NEON-CP20010** | 2.00       | 10         | 2.5/2.1                 | 12          | 20        |
| NEON-CP22510** | 2.25       | 10         | 2.6/2.1                 |             | 22        |
| NEON-CP25010   | 2.50       | 10         | 2.6/2.1                 |             | 22        |
| NEON-CP27510   | 2.75       | 10         | 2.6/2.1                 |             | 22        |
| NEON-CP30010   | 3.00       | 10         | 2.6/2.1                 |             | 22        |
| NEON-CP32510   | 3.25       | 10         | 2.6/2.1                 |             | 22        |
| NEON-CP35010   | 3.50       | 10         | 2.7/2.1                 |             | 22        |
| NEON-CP40010   | 4.00       | 10         | 2.7/2.1                 |             | 22        |
| NEON-CP20015** | 2.00       | 15         | 2.5/2.1                 |             | 20        |
| NEON-CP22515** | 2.25       | 15         | 2.6/2.1                 |             | 22        |
| NEON-CP25015   | 2.50       | 15         | 2.6/2.1                 |             | 22        |
| NEON-CP27515   | 2.75       | 15         | 2.6/2.1                 |             | 22        |
| NEON-CP30015   | 3.00       | 15         | 2.6/2.1                 |             | 22        |
| NEON-CP32515   | 3.25       | 15         | 2.6/2.1                 |             | 22        |
| NEON-CP35015   | 3.50       | 15         | 2.7/2.1                 |             | 22        |
| NEON-CP40015   | 4.00       | 15         | 2.7/2.1                 |             | 22        |

承認番号 : 22500BZX00347A03 販売名 : NEON NC Pro PTCA バルーンカテーテル

製造販売元 : 株式会社カネカ

\*\*印の製品は在庫終了次第、販売終了となります。






# ガイドングカテーテル

## VISTA BRITE TIP<sup>®</sup> ブライトチップ<sup>®</sup>

■ 特定保険医療材料請求区分 : ガイドングカテーテル/冠動脈用  
 ■ 保険償還価格 : ¥9,320

■ クラス分類 IV

■ JMDNコード : 17846104

| カタログ番号             |                    | 全長<br>(cm) | 先端形状      |   |
|--------------------|--------------------|------------|-----------|---|
| 外径 5F/<br>内径0.056" | 外径 6F/<br>内径0.070" |            |           |   |
| —————              | 670-004-0L         | 100        | JL4 LBT   |  |
| 556-080-0L**       | —————              | 100        | JR3.5 LBT |  |
| 556-082-0L         | 670-082-0L         | 100        | JR4 LBT   |  |
| —————              | 670-054-0L         | 100        | XB3.5 LBT |  |
| 556-040-0L         | —————              | 100        | AL2 LBT   |  |

承認番号 : 21200BZY00636000 販売名 : ブライトチップガイドングカテーテル

\*\*印の製品は在庫終了次第、販売終了となります。















## ■ VISTA BRITE TIP<sup>®</sup> ブライトチップ<sup>®</sup>

■ 特定保険医療材料請求区分 : ガイディングカテーテル/冠動脈用

■ 保険償還価格 : ¥9,320

■ クラス分類 IV

■ JMDNコード : 17846104

| カタログ番号             |                    |                    | 全長<br>(cm) | 先端形状       |   |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|---|
| 外径 6F/<br>内径0.070" | 外径 7F/<br>内径0.078" | 外径 8F/<br>内径0.088" |            |            |   |
| 670-002-00         | 778-002-00         | 588-851            | 100        | JL3.5      |    |
| 670-003-00         | 778-003-00         | 588-832**          | 100        | JL3.5 (SH) |    |
| 670-012-00         | 778-012-00         | —————              | 100        | JL3.5 (ST) |    |
| 670-004-00         | 778-004-00         | 588-823            | 100        | JL4        |    |
| 670-005-00         | 778-005-00         | 588-834            | 100        | JL4 (SH)   |    |
| 670-014-00         | 778-014-00         | —————              | 100        | JL4 (ST)   |   |
| —————              | 778-015-00         | —————              | 100        | JL4 (STSH) |  |
| 670-006-00**       | 778-006-00         | —————              | 100        | JL4.5      |  |
| —————              | 778-007-00         | —————              | 100        | JL4.5 (SH) |  |
| —————              | 778-008-00         | —————              | 100        | JL5        |  |
| 670-080-00         | 778-080-00         | —————              | 100        | JR3.5      |  |
| 670-081-00         | 778-081-00         | —————              | 100        | JR3.5 (SH) |  |
| 670-082-00         | 778-082-00         | 588-830            | 100        | JR4        |  |
| 670-083-00         | 778-083-00         | 588-831            | 100        | JR4 (SH)   |  |

6F/ 承認番号 : 21200BZY00636000

販売名 : ブライトチップガイディングカテーテル

\*\*印の製品は在庫終了次第、販売終了となります。

※先端形状略称 : SH = サイドホール付き。ST = ショートチップ。STSH = サイドホール付きショートチップ。

7F,8F/ 承認番号 : 20900BZY00298000

販売名 : コーディスブライトチップガイディングカテーテル



## ■ VISTA BRITE TIP® ブライトチップ®

■ 特定保険医療材料請求区分 : ガイディングカテーテル/冠動脈用

■ 保険償還価格 : ¥9,320

■ クラス分類 IV

■ JMDNコード : 17846104

| カタログ番号             |                    |                    | 全長<br>(cm) | 先端形状         |   |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|---|
| 外径 6F/<br>内径0.070" | 外径 7F/<br>内径0.078" | 外径 8F/<br>内径0.088" |            |              |   |
| 670-052-00         | 778-052-00         | 588-829            | 100        | XB3          |    |
| 670-053-00         | 778-053-00         | 588-875            | 100        | XB3 (SH)     |    |
| 670-054-00         | 778-054-00         | 588-882            | 100        | XB3.5        |    |
| 670-055-00         | 778-055-00         | 588-885            | 100        | XB3.5 (SH)   |    |
| 670-056-00         | 778-056-00         | 588-894            | 100        | XB4          |   |
| 670-057-00         | 778-057-00         | 588-896            | 100        | XB4 (SH)     |  |
| 670-060-00         | 778-060-00         | 588-8100           | 100        | XBLAD3.5     |  |
| 670-061-00         | 778-061-00         | 588-8103           | 100        | XBLAD3.5(SH) |  |
| 670-062-00         | 778-062-00         | —————              | 100        | XBLAD4       |  |
| —————              | 778-063-00         | —————              | 100        | XBLAD4(SH)   |  |
| 670-126-00         | —————              | —————              | 100        | XBRCA        |  |
| 670-127-00         | —————              | —————              | 100        | XBRCA (SH)   |  |

6F/ 承認番号 : 21200BZY00636000

7F,8F/ 承認番号 : 20900BZY00298000

販売名 : ブライトチップガイディングカテーテル

販売名 : コーデイス ブライトチップガイディングカテーテル

※先端形状略称 : SH = サイドホール付き。ST = ショートチップ。STSH = サイドホール付きショートチップ。

















## ■ VISTA BRITE TIP® ブライトチップ®

■ 特定保険医療材料請求区分 : ガイディングカテーテル/冠動脈用

■ 保険償還価格 : ¥9,320

■ クラス分類 IV

■ JMDNコード : 17846104

| カタログ番号             |                    |                    | 全長<br>(cm) | 先端形状         |   |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|---|
| 外径 6F/<br>内径0.070" | 外径 7F/<br>内径0.078" | 外径 8F/<br>内径0.088" |            |              |   |
| 670-034-00         | 778-034-00         | 588-890**          | 100        | AL0.75       |    |
| 670-035-00**       | —————              | —————              | 100        | AL0.75 (SH)  |    |
| 670-036-00         | 778-036-00         | 588-843            | 100        | AL1          |    |
| 670-037-00         | 778-037-00         | 588-847            | 100        | AL1 (SH)     |    |
| 670-044-00         | 778-044-00         | 588-870            | 100        | AL1 (ST)     |    |
| J70-045-00         | 778-045-00         | 588-873            | 100        | AL1 (STSH)   |  |
| 670-038-00         | 778-038-00         | —————              | 100        | AL1.5        |  |
| —————              | 778-039-00         | 588-878            | 100        | AL1.5 (SH)   |  |
| 670-040-00         | 778-040-00         | 588-844**          | 100        | AL2          |  |
| —————              | 778-041-00         | 588-848            | 100        | AL2 (SH)     |  |
| —————              | 778-042-00         | —————              | 100        | AL3          |  |
| 670-270-00**       | 778-270-00         | 588-842**          | 100        | MPA1         |  |
| 670-278-00**       | —————              | —————              | 100        | H-STICK      |  |
| 670-279-00         | 778-279-00         | —————              | 100        | H-STICK (SH) |  |
| 670-190-00         | 778-190-00         | 588-817**          | 100        | IM           |  |
| 670-191-00         | 778-191-00         | —————              | 100        | IM (SH)      |  |

6F/ 承認番号 : 21200BZY00636000

販売名 : ブライトチップ ガイディングカテーテル

\*\*印の製品は在庫終了次第、販売終了となります。

7F,8F/ 承認番号 : 20900BZY00298000

販売名 : コーディス ブライトチップ ガイディングカテーテル

※先端形状略称 : SH = サイドホール付き。ST = ショートチップ。STSH = サイドホール付きショートチップ。

# ガイドワイヤー

## EMERALD<sup>®</sup> エメラルド

■ 特定保険医療材料請求区分 : ガイドワイヤー  
■ 保険償還価格 : ¥1,880 / 1本

■ クラス分類 IV ■ JMDNコード : 35094114

| カタログ番号   | 外径<br>(inch) | 全長<br>(cm) | 先端形状                     | Jの半径 |
|----------|--------------|------------|--------------------------|------|
| 502-524* | 0.025        | 150        | J-tip                    | 3mm  |
| 502-549* | 0.025        | 150        | Straight                 | —    |
| 502-526* | 0.032        | 150        | J-tip                    | 3mm  |
| 502-521  | 0.035        | 150        | J-tip                    | 3mm  |
| 502-542  | 0.035        | 150        | Straight                 | —    |
| 502-563* | 0.035        | 150        | J/Straigh (t Double tip) | 2mm  |
| 502-541* | 0.038        | 150        | Straight                 | —    |

承認番号 : 20900BZY00405000 販売名 : コーディスエメラルドガイドワイヤー  
\* 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

備考 : 5本入/箱

## EMERALD<sup>®</sup> エメラルド

■ 特定保険医療材料請求区分 : 血管造影用ガイドワイヤー/交換用  
■ 保険償還価格 : ¥2,180 / 1本

■ クラス分類 IV ■ JMDNコード : 35094114

| カタログ番号   | 外径<br>(inch) | 全長<br>(cm) | 先端形状               | Jの半径 |
|----------|--------------|------------|--------------------|------|
| 502-455* | 0.035        | 260        | EXJ-tip (交換用)      | —    |
| 502-555* | 0.035        | 260        | EX Straigh (t 交換用) | —    |

承認番号 : 20900BZY00405000  
販売名 : コーディスエメラルドガイドワイヤー  
\* 印の製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

備考 : 5本入/箱

# 心内膜心筋用生検鉗子

## ■ バイオプシースタンダード ディスポーザブル バイオプシー鉗子

■希望販売価格（税別）：¥60,000 / 1本

■保険償還対象外

■クラス分類 IV

■JMDNコード：70937000

| カタログ番号   | 外径<br>(F) | 全長<br>(cm) | 鉗子容量<br>(mm <sup>3</sup> ) |
|----------|-----------|------------|----------------------------|
| 504-300  | 5.5       | 104        | 2.46                       |
| 504-302  | 5.5       | 50         | 2.46                       |
| 504-300L | 7         | 104        | 5.20                       |
| 504-302L | 7         | 50         | 5.20                       |

承認番号：21900BZX00864000

備考：1本/箱

販売名：心筋用生検鉗子

## ■ BIPAL<sup>®</sup> 7 バイパル<sup>®</sup> セブン ディスポーザブル バイオプシー鉗子

■希望販売価格（税別）：¥86,000 / 1本

■保険償還対象外

■クラス分類 IV

■JMDNコード：70937000

| カタログ番号   | 外径<br>(F) | 全長<br>(cm) | 鉗子容量<br>(mm <sup>3</sup> ) | 先端形状         |
|----------|-----------|------------|----------------------------|--------------|
| 502-400B | 7         | 104        | 5.03                       | Straight     |
| 502-402B | 7         | 50         | 5.03                       | J-type       |
| 502-402M | 7         | 50         | 5.03                       | Multipurpose |

承認番号：21900BZX00864000

備考：1本/箱

販売名：心筋用生検鉗子

---

[製造販売元] コーディスジャパン合同会社

本社 / 〒163-1306 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー TEL. 0120-888-478 FAX. 03-3340-3202

全国共通 受注専用フリーダイヤル **Tel.0120-978480 Fax.0120-980294**