

Angioguard RX Emboli Capture Guidewire System

栓子捕获钢丝系统

柔软头端 短小精悍




适用范围:

该产品主要用于冠状动脉、颈动脉以及外周动脉介入手术中帮助导管和介入器械放置，并捕获栓子，从而降低栓塞的风险。

(*来源注册证)

Cordis

栓子捕获钢丝系统



Angioguard™ RX 栓子捕获钢丝系统

规格型号	网篮直径 (mm)	导丝长度 (cm)	导丝直径 (inch)
中等支撑			
401814RM	4	180	0.014
501814RM	5	180	0.014
601814RM	6	180	0.014
超强支撑			
501814RE	5	180	0.014
601814RE	6	180	0.014
701814RE	7	180	0.014
801814RE	8	180	0.014

沪械广审(文)第241010-23104

注册证: 国械注进20153032577

重要信息: 禁忌内容或者注意事项详见说明书, 以便了解这些设备的适应症、禁忌、副作用、建议程序、警告和预防措施。作为Cordis公司持续开发产品策略的一部分, 我们保留改变产品规格而不另行通知的权利。本材料仅供医学专业人士使用。如果任何非医学专业人士意外获得本材料, 请立即销毁。

康蒂思(上海)医疗器械有限公司

上海办事处地址: 上海市天目西路128号嘉里不夜城企业中心办公楼第一座20层2001B室

电话: 021-32797200 传真: 021-62250835

Cordis