

PALMAZ BLUE Stent System

支架系统

柔顺外径
可靠支撑




Cordis

激光雕刻钴铬合金支架

预装于014 AVIATOR PLUS球囊

支架直径：4/5/6/7 mm

支架长度：12/15/18/24mm



双S型设计



L605 钴铬合金材质

沪械广审(文)第260830-23030号

注册证：国械注进20173461859

重要信息：禁忌内容或者注意事项详见说明书，以便了解这些设备的适应症、禁忌、副作用、建议程序、警告和预防措施。作为Cordis公司持续开发产品策略的一部分，我们保留改变产品规格而不另行通知的权利。本材料仅供医学专业人士使用。如果任何非医学专业人士意外获得本材料，请立即销毁。

康蒂思(上海)医疗器械有限公司

上海办事处地址：上海市天目西路128号嘉里不夜城企业中心办公楼第一座20层2001B室

电话：021-32797200 传真：021-62250835

Cordis