


PRECISE Nitinol Stent System

镍钛支架系统



**贴壁纤细  
轮廓可塑**

Cordis

## PRECISE™ PRO RX 镍钛支架系统规格型号

支架额定外径及长度 (mm)	支架直径 (mm)	血管尺寸 (mm)	传送系统外径 (F)	支架型号
5.0×20.0	5.0	3.0-4.0	5F	PC0520XCE
5.0×30.0				PC0530XCE
5.0×40.0				PC0540XCE
6.0×20.0	6.0	4.0-5.0	5F	PC0620XCE
6.0×30.0				PC0630XCE
6.0×40.0				PC0640XCE
7.0×20.0	7.0	5.0-6.0	5F	PC0720XCE
7.0×30.0				PC0730XCE
7.0×40.0				PC0740XCE
8.0×20.0	8.0	6.0-7.0	5F	PC0820XCE
8.0×30.0				PC0830XCE
8.0×40.0				PC0840XCE
9.0×20.0	9.0	7.0-8.0	6F	PC0920XCE
9.0×30.0				PC0930XCE
9.0×40.0				PC0940XCE
10.0×20.0	10.0	8.0-9.0	6F	PC1020XCE
10.0×30.0				PC1030XCE
10.0×40.0				PC1040XCE

沪械广审(文)第250702-22595号

注册证: 国械注进20163132630

**重要信息:** 禁忌内容或者注意事项详见说明书, 以便了解这些设备的适应症、禁忌、副作用、建议程序、警告和预防措施。作为Cordis公司持续开发产品策略的一部分, 我们保留改变产品规格而不另行通知的权利。本材料仅供医学专业人士使用。如果任何非医学专业人士意外获得本材料, 请立即销毁。

康蒂思(上海)医疗器械有限公司

上海办事处地址: 上海市天目西路128号嘉里不夜城企业中心办公楼第一座20层2001B室

电话: 021-32797200 传真: 021-62250835

Cordis