


规格型号	球囊直径 (mm)	球囊长度 (cm)	标称压力 (atm)	额定爆破压力 (atm)	导管长度 (cm)	兼容导丝直径 (")
48003003X	3	3	8	18	150	0.018"
48003004X	3	4	8	18	150	0.018"
48003006X	3	6	8	18	150	0.018"
48003008X	3	8	8	18	150	0.018"
48003010X	3	10	8	18	150	0.018"
48003015X	3	15	8	14	150	0.018"
48003020X	3	20	8	14	150	0.018"
48003025X	3	25	8	14	150	0.018"
48003030X	3	30	8	14	150	0.018"
48003502X	3.5	2	8	18	150	0.018"
48003503X	3.5	3	8	18	150	0.018"
48003504X	3.5	4	8	18	150	0.018"
48003506X	3.5	6	8	18	150	0.018"
48003508X	3.5	8	8	18	150	0.018"
48003510X	3.5	10	8	18	150	0.018"
48003515X	3.5	15	8	14	150	0.018"
48003520X	3.5	20	8	14	150	0.018"
48003525X	3.5	25	8	14	150	0.018"
48003530X	3.5	30	8	14	150	0.018"
48004002X	4	2	8	18	150	0.018"
48004003X	4	3	8	18	150	0.018"
48004004X	4	4	8	18	150	0.018"
48004006X	4	6	8	18	150	0.018"
48004008X	4	8	8	18	150	0.018"
48004010X	4	10	8	18	150	0.018"
48004015X	4	15	8	14	150	0.018"
48004020X	4	20	8	14	150	0.018"
48004025X	4	25	8	14	150	0.018"
48004030X	4	30	8	14	150	0.018"
48005002X	5	2	8	16	150	0.018"
48005003X	5	3	8	16	150	0.018"
48005004X	5	4	8	16	150	0.018"
48005006X	5	6	8	16	150	0.018"
48005008X	5	8	8	16	150	0.018"
48005010X	5	10	8	16	150	0.018"
48005015X	5	15	8	14	150	0.018"
48005020X	5	20	8	14	150	0.018"
48005025X	5	25	8	14	150	0.018"
48005030X	5	30	8	14	150	0.018"
48006002X	6	2	8	16	150	0.018"
48006003X	6	3	8	16	150	0.018"
48006004X	6	4	8	16	150	0.018"
48006006X	6	6	8	16	150	0.018"
48006008X	6	8	8	16	150	0.018"
48006010X	6	10	8	16	150	0.018"
48006015X	6	15	8	14	150	0.018"
48006020X	6	20	8	14	150	0.018"
48006025X	6	25	8	14	150	0.018"
48006030X	6	30	8	14	150	0.018"
48007002X	7	2	6	14	150	0.018"
48007003X	7	3	6	14	150	0.018"
48007004X	7	4	6	14	150	0.018"
48007006X	7	6	6	14	150	0.018"
48007008X	7	8	6	14	150	0.018"
48007010X	7	10	6	14	150	0.018"
48008002X	8	2	6	12	150	0.018"
48008003X	8	3	6	12	150	0.018"
48008004X	8	4	6	12	150	0.018"
48008006X	8	6	6	12	150	0.018"
48008008X	8	8	6	12	150	0.018"
48008010X	8	10	6	12	150	0.018"



## 囊中利剑 游韧有余

### 适用范围:

- 该产品旨在扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、腘下动脉和肾动脉的狭窄性病变, 以及自体或人工合成动静脉透析瘘管的阻塞性病变的治疗;
- 该产品也可用于外周血管中的球囊扩张型及自膨胀型支架的后扩张。

沪械广审(文)第250901-22309号

注册证号:国械注进 20163031172

重要信息:禁忌内容或者注意事项详见说明书, 以便了解这些设备的适应症、禁忌、副作用、建议程序、警告和预防措施。作为Cordis公司持续开发产品策略的一部分, 我们保留改变产品规格而不另行通知的权利。本材料仅供医学专业人士使用。如果任何非医学专业人士意外获得本材料, 请立即销毁。

康蒂思(上海)医疗器械有限公司

上海办事处地址: 上海市天目西路128号嘉里不夜城企业中心办公楼第一座20层2001B室

电话: 021-32797200 传真: 021-62250835

Cordis

# SABER PTA Balloon Dilatation Catheter

## 球囊扩张导管

规格型号	球囊直径 (mm)	球囊长度 (cm)	标称压力 (atm)	额定爆破压力 (atm)	导管长度 (cm)	兼容导丝直径 (")
48002002S	2	2	8	18	90	0.018"
48002003S	2	3	8	18	90	0.018"
48002004S	2	4	8	18	90	0.018"
48002006S	2	6	8	18	90	0.018"
48002008S	2	8	8	18	90	0.018"
48002010S	2	10	8	18	90	0.018"
48002015S	2	15	8	18	90	0.018"
48002020S	2	20	8	18	90	0.018"
48002025S	2	25	8	18	90	0.018"
48002030S	2	30	8	18	90	0.018"
48002502S	2.5	2	8	18	90	0.018"
48002503S	2.5	3	8	18	90	0.018"
48002504S	2.5	4	8	18	90	0.018"
48002506S	2.5	6	8	18	90	0.018"
48002508S	2.5	8	8	18	90	0.018"
48002510S	2.5	10	8	18	90	0.018"
48002515S	2.5	15	8	18	90	0.018"
48002520S	2.5	20	8	18	90	0.018"
48002525S	2.5	25	8	18	90	0.018"
48002530S	2.5	30	8	18	90	0.018"
48003002S	3	2	8	18	90	0.018"
48003003S	3	3	8	18	90	0.018"
48003004S	3	4	8	18	90	0.018"
48003006S	3	6	8	18	90	0.018"
48003008S	3	8	8	18	90	0.018"
48003010S	3	10	8	18	90	0.018"
48003015S	3	15	8	14	90	0.018"
48003020S	3	20	8	14	90	0.018"
48003025S	3	25	8	14	90	0.018"
48003030S	3	30	8	14	90	0.018"
48003502S	3.5	2	8	18	90	0.018"
48003503S	3.5	3	8	18	90	0.018"
48003504S	3.5	4	8	18	90	0.018"
48003506S	3.5	6	8	18	90	0.018"
48003508S	3.5	8	8	18	90	0.018"
48003510S	3.5	10	8	18	90	0.018"
48003515S	3.5	15	8	14	90	0.018"
48003520S	3.5	20	8	14	90	0.018"
48003525S	3.5	25	8	14	90	0.018"
48003530S	3.5	30	8	14	90	0.018"
48004002S	4	2	8	18	90	0.018"
48004003S	4	3	8	18	90	0.018"
48004004S	4	4	8	18	90	0.018"
48004006S	4	6	8	18	90	0.018"
48004008S	4	8	8	18	90	0.018"
48004010S	4	10	8	18	90	0.018"
48004015S	4	15	8	14	90	0.018"
48004020S	4	20	8	14	90	0.018"
48004025S	4	25	8	14	90	0.018"
48004030S	4	30	8	14	90	0.018"
48005002S	5	2	8	16	90	0.018"
48005003S	5	3	8	16	90	0.018"
48005004S	5	4	8	16	90	0.018"
48005006S	5	6	8	16	90	0.018"
48005008S	5	8	8	16	90	0.018"
48005010S	5	10	8	16	90	0.018"
48005015S	5	15	8	14	90	0.018"
48005020S	5	20	8	14	90	0.018"
48005025S	5	25	8	14	90	0.018"
48005030S	5	30	8	14	90	0.018"

规格型号	球囊直径 (mm)	球囊长度 (cm)	标称压力 (atm)	额定爆破压力 (atm)	导管长度 (cm)	兼容导丝直径 (")
48006002S	6	2	8	16	90	0.018"
48006003S	6	3	8	16	90	0.018"
48006004S	6	4	8	16	90	0.018"
48006006S	6	6	8	16	90	0.018"
48006008S	6	8	8	16	90	0.018"
48006010S	6	10	8	16	90	0.018"
48006015S	6	15	8	14	90	0.018"
48006020S	6	20	8	14	90	0.018"
48006025S	6	25	8	14	90	0.018"
48006030S	6	30	8	14	90	0.018"
48007002S	7	2	6	14	90	0.018"
48007003S	7	3	6	14	90	0.018"
48007004S	7	4	6	14	90	0.018"
48007006S	7	6	6	14	90	0.018"
48007008S	7	8	6	14	90	0.018"
48007010S	7	10	6	14	90	0.018"
48008002S	8	2	6	12	90	0.018"
48008003S	8	3	6	12	90	0.018"
48008004S	8	4	6	12	90	0.018"
48008006S	8	6	6	12	90	0.018"
48008008S	8	8	6	12	90	0.018"
48008010S	8	10	6	12	90	0.018"
48009002S	9	2	6	10	90	0.018"
48009003S	9	3	6	10	90	0.018"
48009004S	9	4	6	10	90	0.018"
48009006S	9	6	6	10	90	0.018"
48009008S	9	8	6	10	90	0.018"
48009010S	9	10	6	10	90	0.018"
48010002S	10	2	6	10	90	0.018"
48010003S	10	3	6	10	90	0.018"
48010004S	10	4	6	10	90	0.018"
48010006S	10	6	6	10	90	0.018"
48010008S	10	8	6	10	90	0.018"
48010010S	10	10	6	10	90	0.018"

规格型号	球囊直径 (mm)	球囊长度 (cm)	标称压力 (atm)	额定爆破压力 (atm)	导管长度 (cm)	兼容导丝直径 (")
48002002X	2	2	8	18	150	0.018"
48002003X	2	3	8	18	150	0.018"
48002004X	2	4	8	18	150	0.018"
48002006X	2	6	8	18	150	0.018"
48002008X	2	8	8	18	150	0.018"
48002010X	2	10	8	18	150	0.018"
48002015X	2	15	8	18	150	0.018"
48002020X	2	20	8	18	150	0.018"
48002025X	2	25	8	18	150	0.018"
48002030X	2	30	8	18	150	0.018"
48002502X	2.5	2	8	18	150	0.018"
48002503X	2.5	3	8	18	150	0.018"
48002504X	2.5	4	8	18	150	0.018"
48002506X	2.5	6	8	18	150	0.018"
48002508X	2.5	8	8	18	150	0.018"
48002510X	2.5	10	8	18	150	0.018"
48002515X	2.5	15	8	18	150	0.018"
48002520X	2.5	20	8	18	150	0.018"
48002525X	2.5	25	8	18	150	0.018"
48002530X	2.5	30	8	18	150	0.018"
48003002X	3	2	8	18	150	0.018"