

Cordis[®]

SLEEK[®] RX

0.014" RX PTA Dilatation Balloon


スリーク[®] RX

**0.014" Rapid-Exchange Balloon
Fully Dedicated to
Infrapopliteal Lesions**



SLEEK® RX

0.014" RX PTA Dilatation Balloon



カタログ番号	バルーン径 (mm)	バルーン有効長 (cm)	カテーテル有効長 (cm)	シャフト径 (Distal/Proximal) (F)	適合最小シースサイズ (F)
425-2004X*	2.0	4	150	3.6/2.1	4
425-3004X*	3.0	4		3.6/2.1	
425-3504X*	3.5	4		3.9/2.1	
425-4004X*	4.0	4		3.9/2.1	
425-2012X*	2.0	12	155	3.6/2.1	
425-2022X*	2.0	22		3.6/2.1	
425-2522X*	2.5	22		3.6/2.1	
425-3022X*	3.0	22		3.6/2.1	
425-4022X*	4.0	22		3.6/2.1	
				3.9/2.1	

*印のついている製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

◆適合最大ガイドワイヤー径:0.014"

■販売名: Sleek PTA カテーテル ■承認番号: 22200BZX00732000 ■クラス分類: IV ■JMDNコード: 17184014

■特定保険医療材料請求区分: 血管内手術用カテーテル/PTAバルーンカテーテル/一般型/特殊型



[製造販売元] コーディスジャパン合同会社

本社/〒163-1306 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー6階

全国共通・受注専用フリーダイヤル Tel.0120-978480 Fax.0120-980294

コーディスジャパン
Webサイト

Cordis Circle 検索

