


Cordis[®]

OPTease[®]

Retrievable Vena Cava Filter

下大静脈フィルター
オプトイーズ[®]

Small, Easy
and Retrievable



Small

6Frの
デリバリーシステム

Easy

留置も回収も
簡便な手技

Retrievable


留置後12日以内
であれば回収可能

※但し患者全身状態により考慮されます。

キット内容

- ① 6Frイントロデューサー(シース) ② ダイレーター ③ オプチュレーター ④ フィルター本体(ストレージチューブに格納)

各キット共通 ① ② ③



ガイドワイヤーはキットに含まれておりません。

ストレージチューブ ④

● 466-F220AJ



〈頸静脈アプローチ用〉

● 466-F220AF



〈大腿静脈アプローチ用〉

OPTEASE® 下大静脈フィルター

カタログ番号	製品名
466-F220AJ	コーディス オプティーズ®(頸静脈アプローチ用)
466-F220AF	コーディス オプティーズ®(大腿静脈アプローチ用)

■販売名：コーディス オプティーズ ■承認番号：21900BZY00083000 ■クラス分類：IV ■JMDNコード：70327000

■特定保険医療材料請求区分：血管内手術用カテーテル/下大静脈留置フィルターセット/標準型

回収に推奨される併用医療機器

カタログ番号	製品名	外径 (F)	有効長 (cm)	全長 (cm)	先端形状
511-040P	ペリフェラル ブライトチップ® ガイディングカテーテル	10	80	87	Straight

■販売名：ブライトチップ ガイディングカテーテル ■承認番号：21200BZY00636000 ■クラス分類：IV ■JMDNコード：17846104

■特定保険医療材料請求区分：ガイディングカテーテル/その他血管用

