


*Cordis*<sup>®</sup>

# PALMAZ GENESIS<sup>®</sup>

腎動脈用  
パルマッツ ジェネシス<sup>®</sup>

---

Superior Performance Delivers  
Safe Renal Artery Stenting



# PALMAZ GENESIS®

カタログ番号	ステント			シャフト		適合最大ガイドワイヤー (inch)	バルーン		GC Fit (F)	シースFit (F)
	径 (mm)	長 (mm)		外径 (F)	有効長 (cm)		長 (mm)	RBP (atm)		
		拡張前	拡張							
PG1250PMW*	5	12	11	3.3	142	0.014	15	12	6 (0.070inch)	5
PG1260PMW*	6		10							
PG1540PMW*	4	15	14				17			5
PG1550PMW	5		13							
PG1560PMW	6		17							
PG1840PMW*	4	18	17				20			4
PG1850PMW	5		5							
PG1860PMW	6		16							

\*印のついている製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

■販売名：腎動脈用パルマッツ ジェネシス ■承認番号：22100BZX00458000 ■クラス分類：III ■JMDNコード：36035003

■特定保険医療材料請求区分：血管内手術用カテーテル／末梢血管用ステントセット／一般型



[製造販売元] コーディスジャパン合同会社

本社／〒163-1306 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー6階

全国共通・受注専用フリーダイヤル Tel.0120-978480 Fax.0120-980294

コーディスジャパン  
Webサイト

Cordis Circle 検索

