

Cordis[®]

SV wire

0.018" Peripheral Guidewire


SVワイヤー

Excellent Support
and Torque Response



SV wire

0.018" Peripheral Guidewire



カタログ番号	外径 (inch)	全長 (cm)	先端コイル長 (cm)	先端テーパー長 (cm)	先端タイプ
503-558	0.018	180	4	5	Straight
503-558X		300			

■販売名：SVワイヤー ■承認番号：21100BZY00355000 ■クラス分類：IV ■JMDNコード：35094114
■特定保険医療材料請求区分：血管造影用ガイドワイヤー／微細血管用

Cordis

[製造販売元] コーディスジャパン合同会社

本社 / 〒163-1306 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー6階

全国共通・受注専用フリーダイヤル

Tel.0120-978480 Fax.0120-980294

コーディスジャパン
Webサイト

Cordis Circle 検索

