

Cordis[®]

ELITECROSS[®]

Support Catheter

エリートクロス[®]

Power Steering for
More Powerful Crossing



ELITECROSS[®]

Support Catheter

カタログ番号	カテーテル有効長 (cm)	シャフト外径 (F) (Distal/Proximal)	適合最小 シースサイズ (F)	先端形状
MGC39090X	76	4.5 / 5.0	5	Straight
MGC39090A	76	4.5 / 5.0	5	Angled
MGC39140X	126	4.5 / 5.0	5	Straight
MGC39140A	126	4.5 / 5.0	5	Angled

◆適合最大ガイドワイヤー径:0.038"

■販売名: エリートクロスサポートカテーテル ■承認番号: 22700BZX00274000 ■クラス分類: IV ■JMDNコード: 46916000

■特定保険医療材料請求区分: 血管内手術用カテーテル/狭窄部貫通用カテーテル

Cordis

[製造販売元] コーディスジャパン合同会社

本社/〒163-1306 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー6階

全国共通・受注専用フリーダイヤル **Tel.0120-978480 Fax.0120-980294**

コーディスジャパン
Webサイト

Cordis Circle 検索

