

Cordis[®]

EMERALD[®]

Diagnostic Guidewires

エメラルド

Performance,
Endurance and Safety



カタログ番号	外径 (inch)	全長 (cm)	先端形状	Jの半径 (mm)
502-524*	0.025	150	J-tip	3
502-549*	0.025	150	Straight	—
502-526*	0.032	150	J-tip	3
502-521	0.035	150	J-tip	3
502-542	0.035	150	Straight	—
502-563*	0.035	150	J/Straight(Double tip)	2
502-541*	0.038	150	Straight	—

*印のついている製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

5本入/箱

■販売名：コーディス エメラルド ガイドワイヤー ■承認番号：20900BZY00405000 ■クラス分類：IV ■JMDNコード：35094114

■特定保険医療材料請求区分：ガイドワイヤー

カタログ番号	外径 (inch)	全長 (cm)	先端形状	Jの半径
502-455*	0.035	260	EX J-tip (交換用)	—
502-555*	0.035	260	EX Straight (交換用)	—

*印のついている製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

5本入/箱

■販売名：コーディス エメラルド ガイドワイヤー ■承認番号：20900BZY00405000 ■クラス分類：IV ■JMDNコード：35094114

■特定保険医療材料請求区分：血管造影用ガイドワイヤー/交換用

