

*Cordis*<sup>®</sup>

# MAXI LD<sup>®</sup>

PTA Balloon Catheter

マキシ LD<sup>®</sup>


PTAバルーンカテーテル

Force and Stability



# MAXI LD<sup>®</sup>

PTA Balloon Catheter



カタログ番号	バルーン径 (mm)	バルーン長 (cm)	有効長 (cm)	全長 (cm)	シャフト径 (F)	適合最大ガイドワイヤー (inch)	適合最小シースサイズ (F)
416-1540L*	15	4	110	121	7	0.035	9
416-2040L*	20						11
416-2540L*	25						12

\*印のついている製品は在庫をご確認の上、ご注文ください。

■販売名：マキシ-LD 拡張用バルーンカテーテル ■承認番号：21600BZY00166000 ■クラス分類：IV ■JMDNコード：17184014

■特定保険医療材料請求区分：血管内手術用カテーテル／PTAバルーンカテーテル／一般型／標準型

**Cordis**

[製造販売元] コーディスジャパン合同会社

本社 / 〒163-1306 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー6階

全国共通・受注専用フリーダイヤル **Tel.0120-978480 Fax.0120-980294**

コーディスジャパン  
Webサイト

**Cordis Circle** 検索

