



プラス・サーティテュード

STM インフレーション デバイス



最大 40ATM まで対応

レバーを押込むことで圧を速やかに開放

Inflatable up to 40 ATM

Quickly release pressure by the principle of leverage



IDCR2540, IDCR2540L

- 加圧推進力が均一で正確な拡張が可能
- 蛍光マンオメーターによりゲージの確認が容易
- チューブは柔らかく取り扱いが容易
- 三方活栓付き



IDCR2540
(チューブ長 27.5cm)



IDCR2540L
(チューブ長 80cm)

オーダーインフォメーション

カタログ番号	最大加圧	容量	チューブ長	JAN コード
IDCR2540	40ATM	25 ML	27.5CM	4595123751152
IDCR2540L	40ATM	25 ML	80.0CM	4595123751169

■販売名：STM インフレーションデバイス ■届出番号：13B1X1024500013 ■製造販売業者：JTP 株式会社



[販売元] コーディスジャパン合同会社

本社 / 〒163-1306 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー6階

全国共通・受注専用フリーダイヤル Tel.0120-978480 Fax.0120-980294

コーディスジャパン
Webサイト

Cordis Circle 検索

